

# Clarisonic 保証書 持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料のアフターサービスを行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中に故障した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店  
またはクラリソニック カスタマーサポートにご連絡ください。

品 名	音波洗顔器
形 名	クラリソニック ミア
保 証 期 間	お買い上げ日より1年
対 象 部 分	本体、充電器(ブラシは除く)
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店・住所・電話番号

★ 販売店様へ  
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

アフターサービスメモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料のアフターサービスをお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のアフター  
サービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはクラリソニック カスタマーサポートにお問い合わせ  
ください。

製造販売元  
パシフィック バイオサイエンス ラボラトリーズ ジャパン インク  
東京都港区赤坂1-12-32

クラリソニック カスタマーサポート  
0120-255-373  
受付時間：10:00～18:00  
(土・日・祝日・年末年始を除く)

Mia®

# SONIC SKIN CLEANSING USER GUIDE

音波洗顔器  
クラリソニック ミア

取扱説明書  
保証書付き

1

SPEED

clarisonic



## 正しい洗顔が導く、美しい素肌

### クラリソニック Mia

音波振動で毛穴のよごれを浮かせて  
落とす肌にやさしい新洗顔スタイル



### WHY SONIC CLEANSING?

洗顔はスキンケアをする上でとても大切なステップです。  
美しい素肌を手に入れるには正しい洗顔  
すなわち肌に負担をかけずに  
きちんとよごれを落とすことが重要です。  
クラリソニックは、手洗顔やクレンジングでも  
落としきれない毛穴やキメの奥に詰まったよごれ  
ウォータープルーフの日焼け止めやメイクも  
ソニックテクノロジーの音波振動によって  
肌をこすらず、やさしく効果的に浮かせて取り除きます。

### A BOOST FOR YOUR SKIN CARE PRODUCTS

クラリソニックの洗顔は  
あなたのお肌をやわらかくなめらかにしてくれるので  
洗顔後の化粧水や美容液の浸透も驚くほど高まります。  
その毎日のお手入れの積み重ねが、キメを整え毛穴が目立たない  
ワントーン明るくハリのある肌へと導きます。  
透明感に満ちた素肌はメイクののりもよくします。

### SKIN CARE DOESN'T GET MUCH SIMPLER

クラリソニックの洗顔はとてもシンプル。  
60秒間で理想的な正しい洗顔が可能です。  
毎日続けることにより、美しい素肌へと導きます。  
充電式のクラリソニックは  
防水なのでバスタイムでも安心してお使いいただけます。

#### ■ 特許取得済みソニックテクノロジー

毎秒300回のブラシの反復回転による「音波振動」で  
肌をこすらず、やさしくよごれを浮かせて落とします

#### ■ 音波洗顔の効果\*1

- ・60秒で洗浄力は約2倍（手洗顔との比較）
- ・肌にやさしく、毛穴を目立たなくします
- ・クレンジングでも落としきれない  
ウォータープルーフの日焼け止めやメイクもスッパリ落とします
- ・スキンケア製品の浸透率アップ（手洗顔との比較）  
（ビタミンC浸透率は約60%向上）
- ・エイジング肌のくすみを減らしハリと弾力をアップ

#### ■ 浴室でも使用できる防水機能付き

#### ■ 音波式電動歯ブラシ「ソニックアー\*2」と同じ開発者

\*1 当社調べ

\*2 「ソニックアー」はPhilips Oral Healthcare Inc.の登録商標です。同社は、パシフィック  
バイオ サイエンス ラボラトリーズおよびクラリソニックとの関連はありません。

## 充電について

クラリソニック ミアは、マグネット式充電器で簡単に充電できます。また携帯しやすく、フル充電で約 20 回の使用が可能です。  
はじめてクラリソニックをお使いいただく際は、必ずフル充電 (24 時間) してからご使用ください。

### ■ 充電方法

- ①充電器をコンセントに接続する。
- ②マグネット式充電器を図のように本体へセットします。  
(写真参照。本体の指定の箇所以外では充電できません)



※充電器をつけた状態で製品をご使用いただくことはできません。

### 充電表示

状態	お知らせのサイン
充電開始 / 充電器が正しく接続された場合	ブラシ部分が 1 回振動します
通常充電 / 正常な充電時	ハンドル背面のグリーンランプが点滅 充電完了時にはグリーンランプが点灯
ハンドルから充電器を取り外す場合	充電完了時はブラシ部分が 2 回振動 充電未完了時はブラシ部分が 1 回振動
充電が切れた場合	ハンドル背面のグリーンランプが点滅し ブラシ部分が 1 回振動

## 海外でのご使用について

充電器は、電源 100 ~ 240 ボルト、交流 50/60 Hz の地域であれば、そのままお使いいただくことができます。規格に合わない場合やコンセントの形状が異なる場合は、市販の変換プラグ等をご使用ください。

※ 本充電器は、クラリソニック ミア専用となっております。他のクラリソニック製品にお使いいただくことはできませんのでご注意ください。

※ 本製品は、一度分解すると防水機能が保持できなくなります。そのため充電電池の交換は出来かねますので、予めご了承ください。

## 使用方法

### ■ ご使用の前に

初めてお使いになるときは、24時間充電してからご使用ください。充電については、P3をお読みください。

### ■ フェイス

ポイントメイクをしている場合は、ポイントメイクを落としてからご使用ください。


- ① 水またはぬるま湯でブラシと顔をしっかりと濡らします。
- ② ブラシまたは顔に洗顔料を適量 (500 円玉くらい) 塗布します。
- ③ 電源ボタンを押し、ブラシを肌にやさしく当てて、小さな円を描くように動かします。
- ④ 最初は額、次に鼻からアゴにかけて、最後に両頬を洗います。各部位にかかる時間は、右図がおおよその目安となります。
- ⑤ 電源を入れてから 60 秒後に自動的に停止します。
- ⑥ 使用後は、肌に残った洗顔料をしっかりと洗い流し、ブラシも必ずすすいでください。




ブラシは、肌の上で優しく小さな円を描くように動かすとムラなく洗うことができます。

### 効果的な当て方

ブラシの先端が肌にそっと触れる程度が、最も洗顔効果の高い当て方です。



肌に押し付けすぎるとブラシの動きが弱まり、洗浄力が落ちてしまいます。肌を傷めてしまう原因にも。



## 使用上の注意

- ※ 次のような症状がある方は、本品の使用をお控えください。
  - ・ 重度の皮膚アレルギーの方
  - ・ 傷口や外傷のある方
  - ・ 悪性腫瘍のある方
- ※ 次のような方はご使用前にかかりつけの医師へご相談ください。
  - ・ 最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、顔の美容整形等の施術をされた方
  - ・ かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方
  - ・ かゆみや薬疹をおこすような薬を服用されている方
- ※ ブラシまたは顔に洗顔料を適量に塗布してからご使用ください。肌に刺激を感じる場合は、洗顔料を多めに塗布してください。
- ※ スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料との併用はお控えください。
- ※ 衛生面を考慮し、複数人でのブラシの共有使用はお控えください。
- ※ 本体は防水加工のため、お風呂やシャワールームでも安心してご使用いただけます。ただし、充電器は防水機能がないため、水のかからない場所でご使用ください。
- ※ ご使用の製品の異常に気がいたら、すぐに使用を中止し必ずクラリソニックカスタマーサポートにご相談ください。また、お肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し専門医にご相談ください。

## 日常のお手入れ

クラリソニック ミアは、定期的にお手入れを行うことで長くお使いいただけます。

### ■ 本体

週に1回はブラシを外し、石けん水またはぬるま湯でよく洗ってください。本体は防水加工をしています。

※ 決して本体を分解しないでください。

### ■ 充電器

マグネット式充電器は防水加工がされていません。お手入れの際は、コンセントから外し、乾いた柔らかい布で拭いてください。

### ■ ブラシ

週に一度、ブラシを本体から取り外し、石けん水またはぬるま湯で洗ってください。

ブラシは、約3～4カ月で交換することをおすすめします。長期間交換をせずに使い続けると、効果が弱まる可能性があります。

### ■ ブラシのセット方法




取外し方

ブラシを押しながら反時計方向に回し、ブラシを本体から外します。



取付け方

ブラシを爪の位置にあわせて押し、カチッとロックするまで時計方向に回してください。



※ 付属のブラシキャップをお使いいただくと、ブラシの着脱が簡単に行えます。

※ シンナーやベンジン類の薬品、強い洗剤で洗うことは控えてください。

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示について	
 <b>警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	 <b>注意</b> 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
絵表示の例	
 記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）を示します。	 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。
 <b>警告</b>	
 絶対に分解しないでください。火災、感電、けがの原因となります。不具合の際にはお買い上げの販売店またはクラリソニックカスタマーサポートにご相談ください。	 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
 電源は交流 100-240V 以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。	 電源は交流 100-240V 以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。	 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使用させないでください。感電・けがの原因となります。
 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。	 浴室での充電器の使用は絶対にしないでください。ショート・感電する場合があります。
 <b>注意</b>	
 電源プラグを抜くときは、充電器の電源コード部を持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。	 器具用プラグにビンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
 充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。	 落としたり、ぶつけたりしないでください。故障の原因となります。
	 肌のお手入れ以外での目的ではご使用にならないでください。

## 困ったときは…

下記で解決しない場合は、クラリソニック カスタマーサポートにお電話ください。

### ■ 電源スイッチが入らない

充電が十分でないと、電源が入らないことがあります。充電のサインの信号音が鳴り、ライトが点滅したら充電が必要です。グリーンのライトが点灯に変わるまで充電してください。また、長い間ご使用されなかった場合は、24 時間充電してからご使用ください。

### ■ 洗顔時または洗顔後に刺激を感じる

① 顔とブラシを必ず良く濡らし、洗顔料を多めにご使用ください。

② ブラシの先端は肌にそっと触れる程度でお使いください。

→ 詳しくは効果的な当て方 (P4) をお読みください。

③ ご使用の頻度を毎日から 1 日おきに変えるなどしてお試しください。

### ■ ブラシが汚れている

ブラシはご使用後に毎回水ですすいでください。本製品でメイクを落とすとブラシが変色することがありますが、製品の性能には影響ありません。

### ■ 内側のブラシが動かないのに本体から音がする

ブラシを本体から外し、もう一度正しくブラシをセットしてください。

→ ブラシのセット方法 (P6) をお読みください。

### ■ 異様な音がする

一度、ブラシを本体から取り外し、もう一度 3 箇所の爪にあわせカチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

→ ブラシのセット方法 (P6) をお読みください。

## 製品に関するお問い合わせ

クラリソニック  
カスタマーサポート  
受付時間：10:00 ～ 18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

0120-255-373

※ 携帯電話からもつながります。

※ 製品に対するお問い合わせの他、ご使用方法やご注文、機器の不具合についても上記フリーダイヤルで受付しております。

仕 様

品 名	音波洗顔器
形 名	クラリソニック ミア
定 格 電 圧	AC100-240V、50/60Hz
充 電 時 間	約 24 時間
使 用 時 間	最大 20 分間
使 用 充 電 池	ニッケル水素電池 (Ni-MH)
消 費 電 力	2.0W (充電時)

オプション  
(別売品)

フェイス用ブラシ 全 4 種類



- 超敏感肌用ブラシ
- 敏感肌用ブラシ
- 普通肌用ブラシ
- 毛穴ケア用ブラシ

※ ブラシは約 3 ～ 4 ヶ月を目安に交換してください。

専用クレンザー 全 3 種類 (177mL)



- クラリソニック ジェルクレンザー(ブルー)
- クラリソニック ミルククレンザー(ホワイト)※
- クラリソニック クリームクレンザー(オレンジ)※

※ 医療機関のみのお取り扱いとなります。

会員登録で  
お得な特典

クラリソニック公式 web サイトにて会員登録をすると、ブラシやクレンザーなどの消耗品のご注文がスムーズに行えます。また会員限定のお得な情報が満載のメールマガジンが定期的に配信されます。モバイル版公式 web サイト(右記の QR コード)からもご注文や登録が可能です。



www.m.clarisonic.jp

クラリソニック公式 web サイト [www.clarisonic.jp](http://www.clarisonic.jp)

製造元

**Pacific Bioscience  
Laboratories, Inc.**  
13222 SE 30th Street #A1  
Bellevue WA 98005 U.S.A.

製造販売元

パシフィック バイオサイエンス  
ラボラトリーズ ジャパン インク  
東京都港区赤坂1-12-32

※商品の仕様、外観、価格は予告なしに変更することがあります。PBL 04982 / PBLJ1105

## 無料アフターサービス規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料のアフターサービスをお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、クラリソニック カスタマーサポートにご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店にアフターサービスを依頼できない場合は、クラリソニック カスタマーサポートにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - 1 誤った使用方法及び不当な改造による故障及び損傷。
  - 2 お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - 3 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - 4 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
  - 5 本書の提示が無い場合。
  - 6 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない、又はご購入時のレシート、納品書の添付がない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
  - 7 持ち込み修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等は、お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みいただいた後、ご購入時のレシート又は納品書と共に大切に保管してください。
- 保証期間……お買い上げ日から 1 年間

【ご不明な点や不具合に関するご相談は】

■ アフターサービスに関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、クラリソニック カスタマーサポートにお問合せください。

【アフターサービスを依頼されるときは】

■ アフターサービスを依頼される際は、もう一度この取扱説明書をご確認ください。なお、異常のある時はご使用を中止し、お買い上げの販売店または、クラリソニック カスタマーサポートへご相談ください。

【保証期間中は】

■ アフターサービスに際しましては保証書をご提示ください。

■ 保証書の規定に従って対応させていただきます。